


Documents pédagogiques :
Séparations, purifications, contrôles de pureté

Réaction de Cannizzaro


Equation bilan



Benzaldéhyde


Alcool benzylique

Ion benzoate




Acide benzoïque


Montage à reflux




Ampoule à décanter





Evaporateur rotatif







Filtre Büchner




Banc Kofler




Réfractomètre




Chromatographie sur couche mince



Recristallisation



Distillation





Rendements des transformations

	2 benzaldéhyde	HO ⁻	=	Alcool benzylique	Ion benzoate
État initial	n_0	excès		0	0
À t	$n_0 - 2\xi$	excès		ξ	ξ
État final	0	excès		$n_0/2$	$n_0/2$

$$\eta_{sol} = \frac{n_{\text{acide benzoïque pur}}}{n_0/2} = \frac{m_{\text{acide benzoïque pur}}}{M_{\text{acide benzoïque}}} \frac{2M_{\text{benzaldéhyde}}}{V_{\text{benzaldéhyde}} \rho_{\text{benzaldéhyde}}}$$

$$\eta_{liq} = \frac{n_{\text{alcool benzylique pur}}}{n_0/2} = \frac{m_{\text{alcool benzylique pur}}}{M_{\text{alcool benzylique}}} \frac{2M_{\text{benzaldéhyde}}}{V_{\text{benzaldéhyde}} \rho_{\text{benzaldéhyde}}}$$

	Produit liquide <i>Alcool benzylique</i> 	Produit solide <i>Acide benzoïque</i> 
Séparation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extraction liquide-liquide 2. Séchage 3. Évaporation du solvant 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essorage sur filtre Büchner 2. Lavage 3. Etuvage
Contrôles de pureté	<ul style="list-style-type: none"> • Chromatographie sur couche mince • Réfractométrie 	<ul style="list-style-type: none"> • Chromatographie sur couche mince • Mesure de température de fusion sur banc Kofler
Purification	<ul style="list-style-type: none"> • Distillation simple • Distillation fractionnée • Chromatographie sur colonne 	<ul style="list-style-type: none"> • Recristallisation
identification	<ul style="list-style-type: none"> • Spectres d'absorption IR/UV/Visible • RMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Spectres d'absorption IR/UV/Visible • RMN